



Stiftplatten maxi "Teddybär, Dinosaurier", im Blister

- für Bügelperlen maxi (Durchmesser: 10,0 mm)
- VE = 2 Stück, je 1 x Teddybär und Dinosaurier, Abgabe nur in ganzen VE's

Anleitung:

1. Bügelperlen auf die Stiftplatte stecken.
2. Bügelpapier auf das fertige Motiv legen und das Bügeleisen mit leichtem Druck in kreisenden Bewegungen über das Bügelpapier führen (Bügeleisen auf Leinen einstellen, Stufe 3). Wenn die Farben der Perlen viel deutlicher durch das Bügelpapier sichtbar sind, ist das Motiv fertig gebügelt.
3. Wenn das Motiv abgekühlt ist, kann die Stiftplatte entfernt werden.

Tipp: Das Bügeln muss wegen der hohen Temperaturen von einem Erwachsenen durchgeführt werden!

Anwendungsbeispiele:

- als dekorativer Wand- oder Fensterschmuck
- die fertigen Motive können mit den Stützen aufgestellt und zum Spielen verwendet werden
- als spielerische Übung der Feinmotorik
- Bead Therapie: zur Förderung der Kreativität und Konzentration

Für wen geeignet:

- Kinder ab 3 Jahren
- Kindergärten
- Ergotherapeuten
- Seniorenheime

Warnhinweise:

Für Verbraucher gemäß EU-Spielzeug-Richtlinie (2009/48/EG):

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen verschluckbarer Kleinteile.



Stiftplatten maxi "Teddybär, Dinosaurier", im Blister

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Stiftplatten "Teddybär, Dinosaurier"	Blister	transparent	2 Stück	8101	58140374