



Korrekturroller "MONO CT-CCE4", auf Blisterkarte

Extra klein mit feiner Spitze

- keine Trockenzeit, sofortiges und sauberes Überschreiben
- sauberes und einfaches Auftragen auch auf unebener Oberfläche durch flexibel gelagerte Spitze
- ausklappbare Schutzkappe
- reißfestes PET-Band, ohne Schlaufenziehen - abrollbar bis zum letzten Millimeter
- mit Band-Kontrollsystem
- Anteil recyceltes Material am Gesamtgewicht: ca. 72%

Anwendungsbeispiele:


- zum Korrigieren von Terminen im Terminplaner
- zum Korrigieren von Reservierungen im Terminbuch

Für wen geeignet:

- Büros, Behörden, Kanzleien
- Krankenhäuser, Arztpraxen
- Gastronomie, Hotellerie
- Friseure



Korrekturroller "MONO CT-CCE4", blau



Korrekturroller "MONO CT-CCE4", grün

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Korrekturroller "MONO CT-CCE4"	Einweg	4,2 mm x 6,0 m 4,2 mm x 6,0 m	blau grün	1er Blister 1er Blister	CT-CCE4-BE CT-CCE4	1230272 1230042